



Scaune cu rotile

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

INDEX

1. CODURI.....	PAG.3
2. INTRODUCERE.....	PAG.3
3. UTILIZARE PREVENTATĂ.....	PAG.3
4. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	PAG. 3
5. AVERTISMENT GENERAL.....	PAG.4
6. SIMBOLULE	PAG.4
7. DESCRIERE GENERALĂ.....	PAG.5
7.1 Vedere piese	pag. 5
8. MONTARE/DEMONTARE	PAG.6
8.1 Deschidere.....	pag. 6
8.2 Închidere.....	pag. 6
8.3 Instalarea/demontarea cotierei.....	pag. 6
8.4 Instalarea/demontarea suportului pentru picioare rabatabil sau ridicător	pag. 7
8.5 Reglarea suportului rabatabil pentru picioare	pag. 8
8.6 Reglarea suportului pentru picioare elevabil (OPȚIONAL).....	pag. 8
8.7 Instalarea/demontarea roților de 30 cm (doar pentru NEXT, DUAL și SKINNY)	pag. 8
8.8 Reglarea frânelor cu roți de 30 cm (doar pentru NEXT, DUAL și SKINNY)	pag. 9
8.9 Instalarea/demontarea roților de 60 cm (doar pentru NEXT GO, DUAL GO și SKINNY GO)	pag. 9
8.10 Reglarea frânelor cu roți de 60 cm (doar pentru DUAL GO).....	pag. 9
9. ÎNAINTE DE UTILIZARE.....	PAG.10
10. AVERTISMENT PENTRU O UTILIZARE CORECTĂ.....	PAG. 10
11. MOD DE UTILIZARE.....	PAG.10
11.1 Urcarea în scaunul cu roțile.....	pag. 10
11.2 Coborâți din scaunul cu roțile	pag. 10
11.3 Scările și diferența de înălțime	pag. 10
11.4 Utilizarea cotierei.....	pag. 11
11.5 Utilizați roțile de 60 cm.....	pag. 11
11.6 Utilizați roțile de 30 cm.....	pag. 11
11.7 Utilizați roțile înguste (numai la modelele cu roți cu eliberare rapidă)	pag. 11
11.8 Transport	pag. 11
12. ÎNTREȚINERE.....	PAG.11
13. CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIA	PAG.11
13.1 Acoperire și căptușeală.....	pag. 11
13.2 Cadru și părți metalice	pag. 11
13.3 Frâne și roți	pag. 11
13.4 Dezinfecția.....	pag. 12
14. CONDIȚII DE ELIMINARE	PAG. 12
15. PIESE DE SCHIMB/ACCESORII	PAG. 12
16. CARACTERISTICI TEHNICE.....	PAG.12
16.1 Dimensiuni	pag. 12
16.2 Specificații tehnice.....	pag. 13
17. GARANȚIE.....	PAG.13
17.1 Repararea.....	pag. 14
17.2 Piese de schimb	pag. 14
17.3 Clauze de exceptare	pag. 14

CE Dispozitiv medical de clasa I

REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale

1. CODURI

CP101-xx	Serie START +Roți de 60 cm - Autopropulsat Serie
CP102B-xx	START1 Roți de 60 cm - Autopropulsat
CP110x-xx	Serie URMĂTORUL Roți de 60 cm - Cotieră autopropulsată, reglabilă pe
CP115x-xx	înălțime Serie Următoarea încercare! Roți de 30 cm - Transit, cotieră
CP200B-xx	reglabilă pe înălțime; Serie DUAL Roți de 60 cm - Autopropulsat Serie DUBLĂ
CP205B-xx	GO! Roți de 30 cm - Tranzit
CP300-xx	Serie PLUS Roți de 60 cm - Autopropulsat - Sarcini mari Serie
CP310-xx	PLUS HAIDE! Roți de 30 cm - Transit - Sarcină grea Serie DU-
CP520-xx	TE SUS! Roți de 30 cm - Tranzit Serie SLAB Roți de 50 cm -
CP620-xx	Spații înguste
CP625-xx	Serie SKINNY GO! Roți de 30 cm - Tranzit - Spații înguste Serie
CP880-35	PUȘTIULICĂ Roți de 56 cm - Autopropulsat

(x = înseamnă că modelul este disponibil în mai multe culori)xx=Se referă la dimensiunea disponibilă pentru fiecare model de scaun cu roțile, ex. 38-40-43-45-46-48-50-55-60 cm; Pentru CP110-CP115-CP200B și CP205B, dimensiunea 45 NU este disponibilă)

2. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui scaun cu roțile ARDEA ONE din gama de produse Moretti SpA. Acest manual de utilizare oferă câteva sugestii privind utilizarea corectă a produsului pe care l-ați ales și oferă câteva sfaturi valoroase pentru siguranța dumneavoastră. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați distribuitorul pentru sfaturi și asistență. În caz de îndoieli, vă recomandăm să contactați distribuitorul, care vă poate ajuta și consilia în mod corespunzător.

Nota: Verificați toate componentele pentru a depista eventualele daune cauzate de transport și testați-le înainte de utilizare. În caz de deteriorare, nu utilizați dispozitiv. Contactați distribuitorul pentru instrucțiuni suplimentare.

3. UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Acest scaun cu roțile este conceput pentru mobilitatea persoanelor cu probleme de mobilitate și poate fi utilizat pentru autopropulsare (dacă este echipat cu roți spate mari) sau cu ajutorul unui operator.

În toate cazurile însă, este necesară intervenția unui operator pentru diversele ajustări de care aveți nevoie.

AVERTIZARE!



- Nu utilizați produsul în scopuri care nu sunt indicate în acest manual
- Moretti SpA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate din utilizarea incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- Producătorul își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă

4. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Moretti SpA declară pe propria sa răspundere că produsul fabricat și comercializat de Moretti SpA și aparținând grupului de SCAUNE CU ROTILE MANUALE - ARDEA ONE este conform prevederilor regulamentului 2017/745 privind DISPOZITIVELE MEDICALE din 5 aprilie 2017.

În acest scop, Moretti SpA garantează și declară pe propria sa răspundere cele ce urmează:

1. Dispozitivele îndeplinesc cerințele generale de siguranță și performanță solicitate de anexa I la regulamentul 2017/745, așa cum sunt prevăzute în anexa IV la regulamentul menționat anterior.
2. Dispozitivele NU SUNT INSTRUMENTE DE MĂSURĂ.
3. Dispozitivele NU SUNT FABRICATE PENTRU TESTE CLINICE.
4. Dispozitivele sunt ambalate în CUTII NESTERILE.
5. Dispozitivele aparțin clasei I în conformitate cu prevederile anexei VIII la regulamentul menționat anterior.
6. Moretti SpA furnizează autorităților competente documentația tehnică care dovedește conformitatea cu regulamentul 2017/745, timp de cel puțin 10 ani de la producția ultimului lot.

Nota: Codurile complete ale produselor, codul de înregistrare al producătorului (SRN), codul UDI-DI și orice Referințele la reglementările utilizate sunt incluse în declarația UE de conformitate pe care Moretti SpA o eliberează și o pune la dispoziție prin intermediul canalelor sale.

5. AVERTISMENT GENERAL

- Pentru utilizarea corectă a dispozitivului, consultați cu atenție următorul manual
- Pentru utilizarea corectă a dispozitivului, consultați întotdeauna medicul sau terapeutul.
- Păstrați produsul ambalat departe de orice sursă de căldură, deoarece ambalajul este fabricat din carton.
- Durata de viață utilă a dispozitivului este determinată de uzura pieselor nereparabile și/sau înlocuibile și nu depășește 10 ani
- Acordați întotdeauna o atenție deosebită prezenței pieselor mobile care ar putea cauza prinderea membrelor și vătămări corporale
- Acordați întotdeauna atenție prezenței copiilor
- Nu ridicați scaunul cu roțile ținând de piesele detașabile care s-ar putea desprinde accidental în timpul ridicării
- Utilizatorul și/sau pacientul trebuie să raporteze orice accident grav produs în legătură cu dispozitivul producătorului și autorității competente din statul în care utilizatorul și/sau pacientul își au sediul.

6. SIMBOLURI


	Cod produs		Lot de lot
	Dispozitiv medical		Identificare unică a dispozitivului
	Marcaj CE		Citiți manualul de instrucțiuni
	Producător		Condiții de eliminare
	Număr de serie		Greutate maximă de încărcare

7. DESCRIERE GENERALĂ

7.1 Par


Compania

g pe modul




A- Cadru

B.- Kit instalare




C.- Suport pentru picioare rabatabil




D.- Roți de 30 cm

(diametru 30 cm) model de transport în comun




E.- Roți de 60 cm

(diametru 60 cm) Model autopropulsat



F.- Roți de 50 cm pentru spații mici

(diametru 50 cm) Model autopropulsat



G.- Roți de 56 cm - Model pentru copii

(diametru 56 cm) Model autopropulsat

8. FUND

8.1 Deschis



(FIG.1)

Nota: face referire la precauțiile de siguranță din acest manual

- Prindeți mânerul și trageți-l în exterior, apoi apăsați scaunul până când scaunul cu roțile este complet deschis (FIG. 1)

8.2 Inchis



(FIG.2) Imagine cu scop ilustrativ

- Ridicați puternic scaunul și închideți scaunul cu roțile. Împingeți mânerul aproape (FIG. 2)

8.3 Instalare și demontare manere CP101-

P11

5



(FIG.3) Imagine cu scop ilustrativ



(FIG.4) Imagine cu scop ilustrativ

CP300




(FIG.3A)

CP205B



4A) Imagine cu titlu ilustrativ

CP620



O- Buton de apăsare
B.- Știft pentru oprire

(FIG.3B) Imagine cu scop ilustrativ

- Așezați partea din spate a cotierei în spate, apoi agățați-o în față răsturnând-o (Fig. 3, FIG. 3A)
- Introduceți tuburile în suporturile lor, acționând corect clema de blocare (FIG. 3B)
- Pentru a o scoate, deblocați cotiera apăsând maneta de eliberare din față, apoi răsturnați-o și extrageți-o trăgând de maneta de eliberare din spate (Fig. 4, Fig. 4A)
- Pentru scoatere, apăsați butonul de eliberare (O) și apoi ridicați în sus (FIG. 3B)

8,4 in


suport pentru picioare cu ridicare rapidă



(FIG. 5) Imagine cu scop ilustrativ

- Asamblarea suportului pentru picioare rabatabil sau ridicabil
prin instalarea plăcilor de balamale pe suportul pentru picioare pe știfturile balamalelor de pe cadrul scaunului cu roțile. Împingeți suportul pentru picioare spre interiorul scaunului cu roțile până când se blochează în poziție (fig. 5)
- Scoateți suportul pentru picioare împingând maneta de eliberare a suportului pentru picioare spre interior, rotiți-l spre exterior, ridicați suportul pentru picioare de pe știfturile balamalelor

8.5 Reglați suportul pentru picioare



(FIG.6) Eu

- Pentru a regla lungimea suportului pentru picioare, deblocați maneta de siguranță din partea inferioară stângă, apoi apăsați butonul, glisați tubul până la orificiul dorit, apoi blocați-l din nou. maneta de siguranță.(FIG. 6)


8.6 Ajustarea suportului pentru picioare rabatabil (optional)



(FIG.7) Imagine cu titlu ilustrativ

- Pentru a regla lungimea suportului pentru picioare, deblocați maneta de siguranță din partea inferioară stângă, apoi apăsați butonul, glisați tubul până la orificiul dorit, apoi blocați din nou maneta de siguranță. (Fig. 7) (Rif. P)
- Reglați înălțimea suportului pentru picioare apăsând maneta(Fig. 7) (Rif. L) și eliberați pentru a bloca la înălțimea dorită

8.7 Instalare/demontare roți




- **Numai pentru roți cu eliberare rapidă** Scoateți capacul de plastic și împingeți roata până când se blochează în locaș(FIG. 8)
- Scoateți roțile: apăsați butonul din centrul roții și extrageți roata(FIG. 8)

(FIG. 8) Imagine cu scop ilustrativ

Numai pentru roți cu ax fix (numai pentru SKINNY)

- Așezați roata mică și blocați-o cu piulița
- Pentru a scoate roata, deșurubați piulița și scoateți roata mică



(FIG. 9) Imagine cu scop ilustrativ

- Când roțile de 30 cm sunt instalate, acționați frâna pe freză. Blocați dispozitivul strângând cheile Allen (FIG. 9)

Nota:reglați dispozitivul de frânare astfel încât să poată exercita presiunea potrivită pentru a bloca în siguranță roata

8.9 Instalare si demontare roți

URMĂTORUL GO, DUAL GO și SKINNY GO) cadru de scaun cu anghilă



(FIG. 10) Imagine cu scop ilustrativ

Numai pentru roți cu eliberare rapidă

- Scoateți capacul de plastic și împingeți roata până când se blochează în locaș (FIG. 10)
- Scoateți roțile: apăsați butonul din centrul roții, și scoateți roata (FIG. 10)

Numai pentru roți cu ax fix (SKINNY GO)

- Așezați roata mare și blocați-o cu piulița
- Deșurubați piulița și scoateți roata mare

8.10 Ajustează franele



- Când roțile de 60 cm sunt instalate, acționați frâna pe freză. Blocați dispozitivul strângând cheile Allen. (FIG. 11)

Nota:reglați dispozitivul de frânare astfel încât să poată aplica presiunea potrivită pentru a bloca în siguranță roata

(FIG.11) Imagine cu scop ilustrativ

9. ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Verificați utilizarea pieselor mecanice, pentru a garanta o utilizare în siguranță a dispozitivului pentru persoane și lucruri
- Asigurați-vă că toate piesele sunt asamblate corect. Verificați cu atenție asamblarea corectă a roților din spate
- Asigurați-vă că manetele de frână sunt bine reglate
- Verificați dacă scaunul este complet deschis. Dacă nu este deschis, împingeți scaunul în jos din cadrul lateral.

10. AVERTISMENT PENTRU O UTILIZARE CORECTĂ

- Nu utilizați scaunul cu roțile ca scaun pentru vehicul
- Asigurați-vă că mânerul de frână sunt reglate corespunzător și funcționează corect
- Evitați prinderea degetelor în roți sau frâne în timpul utilizării scaunului cu roțile
- Temperatura scaunului cu roțile crește dacă este expus la soare pentru o perioadă lungă de timp

11. MOD DE UTILIZARE

Nota: consultați capitolul „AVERTISMENTE GENERALE”

**AVERTIZARE!**

- Urcarea și coborârea din scaunul cu roțile se pot face independent, cu condiția să aveți mobilitate și forță adecvate în partea superioară a corpului.
- Nu stați pe piesele detașabile

NU STAȚI PE SUPTURILE PENTRU PICIOARE CÂND INTRAȚI SAU COBOARĂȚI DIN SCAUNUL ROTILE, RISC DE RĂSTURNARE!!!

11.1 Intrați în scaunul cu roțile

1. Poziționați scaunul cu roțile cât mai aproape de dumneavoastră
2. Activați blocajele roților. Vă sugerăm să scoateți cotiera pentru a facilita urcarea pacientului în scaunul cu roțile.
3. Sprijiniți-vă pe cadru cu brațele și coborâți încet spre scaun

11.2 Coborâți-vă din scaunul cu roțile

1. Poziționați scaunul cu roțile cât mai aproape posibil de scaunul pe care vă transferați
2. Activați blocajele roților. Vă sugerăm să scoateți cotiera pentru a facilita coborârea pacientului din scaunul cu roțile.
3. Mutați greutatea corpului pe scaun cu transfer

11.3 Scări și diferență de înălțime**AVERTIZARE!**

Următoarele metode trebuie utilizate doar de pacienți experimentați. Dacă nu aveți experiență, apălați la ajutorul unui asistent!

AJUNGE PE

Poziționați scaunul cu roțile la bordura pe care urmează să o traversați. Echilibrați scaunul cu roțile pe roțile din spate, pentru a ridica roțile din față suficient cât să le sprijine pe obstacol. Îndoțiți trunchiul înainte și împingeți energic balustrada. Continuați să împingeți până când roțile din spate depășesc obstacolul.

COBORÎ

Pentru a coborî de pe scări, urmați procedura inversă, poziționând partea din spate a scaunului cu roțile la

bordură, țineți-vă ferm de balustrade și coborâți încet de pe obstacol; apoi echilibrați scaunul cu roțile pe roțile din spate pentru a finaliza coborârea



AVERTIZARE!

Recomandăm utilizarea acestei metode doar în prezența unui obstacol mai mic de 10 cm!

11.4 Utilizarea cotierei

Cotiera poate fi rabatabilă, detașabilă sau rabatabilă și detașabilă

Întoarceți înapoi- această funcție este utilă atunci când trebuie să vă urcați sau să vă dați jos din scaunul cu roțile. Apăsăți maneta de eliberare, apoi rotiți cotiera

11.5 Folosește roțile de 60 cm

Roțile din spate de 60 cm sunt folosite când este autopropulsat. Prindeți balustrada și rotiți în direcția dorită.

11.6 Folosește roțile de 30 cm

Roțile din spate de 30 cm sunt folosite atunci când corul de roți este acționat de un asistent prin intermediul mânerelor.

11.7 Folosiți roțile înguste (numai la modelele cu roți cu eliberare rapidă) Roțile de siguranță sunt folosite pentru a traversa spații înguste (lift etc.). Pentru a utiliza roțile de siguranță, scoateți roțile din spate de 60 cm.

11.8 Transportul

Scaunul cu roțile a fost conceput pentru a fi ușor de transportat.

Odată ce cotiera și suportul pentru picioare sunt îndepărtate, acestea pot fi închise și poziționate cu ușurință în portbagajul mașinii, de exemplu. Dacă acest lucru nu este posibil, poziționați scaunul cu roțile în fața banchetei din spate a mașinii, astfel încât să fie stabil și să nu poată aluneca sau derapa. Blocați scaunul cu roțile cu centura de siguranță.

12. ÎNTREȚINERE

Cel/Cea/Cei/Cele **ARDEA ONE** Dispozitivele Moretti sunt verificate cu atenție și sunt furnizate cu marcat CE, odată ce sunt lansate pe piață. Pentru siguranța pacientului și a medicilor, recomandăm verificarea dispozitivului de către producător sau de către un laborator autorizat la fiecare 2 ani. În caz de reparații, utilizați numai piese de schimb originale. Înainte de utilizare, urmați instrucțiunile „**ÎNAINTE DE UTILIZARE**” capitol.

Moretti **ARDEA ONE** Scaunele cu roțile necesită puțină întreținere elementară și periodică, mai jos enumerăm verificările care trebuie efectuate periodic

capacitate de frânare	lunar
curățarea scaunelor	după cum este necesar

13. CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE

13.1 Husă și căptușeală

Husa și căptușeala sunt din nailon. Se curăță cu apă caldă și săpun delicat.

13.2 Cadru și piese metalice

Curățați cu apă caldă și săpun delicat. Uscați cu o cârpă moale pentru a nu zgâria pictura.

13.3 Frâne și roți

Curățați roțile cu apă caldă și săpun delicat. Acordați atenție la uscarea roților, este periculos să utilizați scaunul cu roțile ude.

13.4 Dezinfecție

Dacă trebuie să dezinfectați dispozitivul, folosiți un dezinfectant obișnuit.

Nota: nu utilizați solvenți și produse abrazive

14. CONDIȚII DE ELIMINARE



În caz de eliminare, nu folosiți recipientul pentru deșeuri municipale. Vă recomandăm să aruncați scaunul cu roțile în zonele de colectare corespunzătoare pentru reciclare.

15. PIESE DE SCHIMB/ACCESORII

Pentru piese de schimb, consultați doar catalogul principal MORETTI

16. CARACTERISTICI TEHNICE

16.1 Dimensiuni

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE														
Măsur în cm														
CP101-38								38 de ani	56					
CP101-40								40	58					
CP101-43	113	83	43	90	74	49	42÷56	43	61	27	17,5	60	20	- 120
CP101-46								46	63,5					
CP101-48								48	65 de ani					
CP102B-38								38 de ani	56					
CP102B-40								40	58					
CP102B-43	113	83	43	90	74	49	42÷56	43	61	27	17,5	60	20	- 120
CP102B-45								45 de ani	63					
CP102B-46								46	63,5					
CP102B-48								48	65 de ani					
CP110x-40								40	58					
CP110x-43								43	61					
CP110x-46	105	81	43	90	73	49	41÷56	42	64	26	18,5	60	20	- 150
CP110x-48								48	66					
CP110x-50								50	68					
CP200B-38								38 de ani	56					
CP200B-40								40	58					
CP200B-43								43	61					
CP200B-45	113	81	42	90	72÷80	49	41÷56	41	63	29	19,5	60	20	4 150
CP200B-46								46	64					
CP200B-48								48	66					
CP200B-50								50	68					

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE														
Măsur în cm														
CP300-50								50	73					
CP300-55	118	90	48	92	73	52	43÷57	55 de ani	78	32	26	60	20	- 200
CP300-60								60	83					
CP620-40								40	51					
CP620-43	100	73	41	92	80	53	45÷57	43	54	26	16,5	50	18 ani	- 110
CP620-46								46	57					
CP620-48								48	60					
CP880-35	94	74	36	86÷99	62	42	37÷42	35 de ani	56	31 de ani	14,5	56	15	- 100

Măsur în cm															
CP115x-40								40		53					
CP115x-43								43		56					
CP115x-46	98	75	41	92	76	50	41+56	46	43	58,5	25	16	30	20	- 150
CP115x-48								48		61					
CP115x-50								50		63					
CP205B-38								38 de ani		52					
CP205B-40								40		54					
CP205B-43								43		57					
CP205B-45	104	76	42	90	71+80	49	41+55	45 de ani	41	59	25	17,5	30	20	4 150
CP205B-46								46		59,5					
CP205B-48								48		62					
CP205B-50								50		64					
CP310-50	104	77	48	92	70	52	43+57	50	39	63	30	21 de ani	32	20	- 200
CP310-55								55 de ani		68					
CP520-40								40		55 de ani					
CP520-43								43		58					
CP520-45	99	73	42	93	72	48	42+56	45 de ani	42	60	26	17,5	30	20	- 150
CP520-46								46		60,5					
CP520-48								48		63					
CP625-40	88	61	41	92	80	53	45+57	40	37	51	26	16,5	30	18 ani	- 110
CP625-43								43		54					

* Dimensiunile pot varia cu $\pm 0,5$ cm

16.2 Specificații tehnice

- **Cadru din oțel**
- **Greutate maximă** pentru CP101, CP102B: 120 kg - pentru CP110x, CP115x, CP200B, CP205B, CP520: 150 kg - pentru CP300, CP310: 200 kg - pentru CP620, CP625: 110 kg - pentru CP880-35: 100 kg
- **Roți față:** PU de 20 cm
- **Roți față (model pentru copii):** PU de 15 cm
- **Roți mici spate:** PU de 30 cm
- **Roți spate mari:** PU de 60 cm
- **Roți spate mari (model pentru copii):** 56 cm
- **Material textil:** Nailon
- **Rezistență la aprindere:** Materialele utilizate pentru husă și căptușeală au fost tratate conform metodelor specificate în Directiva EN1021-1/2
- **Standarde de referință:** EN12183
- **Temperatura mediului ambiant:** -20°C/+ 40°C
- **Depozitare:** A se păstra într-un loc răcoros, ferit de surse de căldură, cum ar fi lumina soarelui (temperatura recomandată este între +10°C și +40°C)

17. GARANȚIE

Produsele Moretti sunt garantate împotriva defectelor de material sau de fabricație timp de 2 ani de la data achiziției, cu excepția posibilităților excluderi sau restricții, după cum urmează. Garanția nu se aplică pentru eventualele daune cauzate de utilizare necorespunzătoare, abuz sau modificare și nu va fi valabilă dacă instrucțiunile de utilizare nu sunt respectate cu strictețe. Utilizarea corectă prevăzută este specificată în acest manual. Moretti nu este responsabilă pentru daune rezultate, vătămrile corporale sau orice altceva cauzat de sau în legătură cu instalarea greșită sau utilizarea necorespunzătoare. Garanția Moretti nu acoperă daunele rezultate din: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, defecțiuni cauzate de probleme la alimentarea cu energie electrică (atunci când este necesar), utilizarea de piese de schimb neacoperite de Moretti, utilizare necorespunzătoare.

modificări neautorizate, daune la transport (diferite de livrarea originală Moretti) sau în caz de întreținere insuficientă, așa cum este indicat în manual. Garanția nu acoperă componentele supuse uzurii în timpul utilizării corecte a dispozitivului.

17.1 Reparații

Reparații în garanție: Dacă un articol Moretti prezintă defecte de material sau de fabricație în perioada de garanție, Moretti va confirma cu clientul dacă defectul poate fi acoperit de garanție. Moretti, la discreția sa incontestabilă, poate repara sau înlocui articolul, prin intermediul unui distribuitor Moretti sau la sediul central Moretti. Costul manoperei poate fi facturat către Moretti dacă reparația este acoperită de garanție. O reparație sau o înlocuire nu prelungește garanția.

Reparația nu este acoperită de garanție: Un produs scos din garanție poate fi trimis după autorizarea Moretti. Costurile de manoperă și transport pentru bunurile scoase din garanție sunt suportate de către client sau de către distribuitor. Reparațiile sunt garantate timp de 6 luni de la recepția bunului.

Dispozitiv fără defecte: Clientul va fi informat dacă, după returnarea și examinarea dispozitivului, Moretti declară că acesta nu este defect. În acest caz, produsul va fi returnat clientului, iar costul transportului va fi suportat de către client.

17.2 Piese de schimb

Piesele de schimb originale Moretti sunt garantate timp de 6 luni de la data primirii.

17.3 Clauze de exceptare

Moretti nu oferă nicio altă declarație, garanție explicită sau implicită sau condiții, inclusiv posibile declarații, garanții sau condiții de vandabilitate, adecvare pentru un scop specific, neîncălcare și neinterferență, cu excepția celor specificate în mod expres în această garanție. Moretti nu garantează utilizarea continuă și fără defecte. Durata posibilelor garanții implicite care pot fi impuse de lege este limitată de perioada de garanție, în limitele legii. Unele state sau țări nu permit limitarea garanției implicite sau excluderea sau limitarea pentru daune accidentale. În astfel de țări, este posibil ca unele dintre aceste excluderi sau limitări să nu se aplice utilizatorului. Prezenta garanție poate fi modificată fără notificare prealabilă.

**CERTIFICAT DE GARANȚIE****Produs** _____**Achiziționat la data de (data)** _____**Comerciant** _____**Adresă** _____ **Oraș/Localitate** _____**Vândut către** _____**Adresă** _____ **Oraș/Localitate** _____