



DEZINFECȚIE ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE DE MEDIU

Incidin™ OxyFoam S

DETERGENT DEZINFECTANT SPORICID, GATA DE UTILIZARE

Formula inovativă a Incidin™ OxyFoam S oferă beneficiile unei soluții patentate* pe bază de peroxid de hidrogen împreună cu un spectru larg de eficacitate.

Produsul are eficacitate împotriva unui spectru larg de agenți patogeni, fără a lăsa reziduuri active, datorită evaporării rapide.

- Ingrediente active ce se descompun în apă și oxigen
- Eficacitate sporicidă** și virucidă
- Compatibilitate excelentă cu materialele

Incidin OxyFoam S este aprobat la nivel european în conformitate cu BPR (Regulamentul privind Produsele Biocide 528/2012)

- Îndeplinește criteriile extinse de evaluare BPR privind expunerea toxicologică, ecotoxicologică
- Îndeplinește cele mai înalte standarde de siguranță, asigurând un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului
- Conformitate susținută



*Brevet european EP1987121

**aplicație Dispozitiv Medical

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Incidin™ OxyFoam S

DETERGENT DEZINFECTANT SPORICID, GATA DE UTILIZARE

EFICACE

- Dezinfectant sporicid (aplicație ca Dispozitiv Medical) și virucid

SIGUR

- Ingrediente active ce se descompun în apă și oxigen
- Compatibilitate excelentă cu materialele
- A trecut evaluarea extinsă BPR

CONVENABIL

- Curăță și dezinfectează
- Ambalări gata de utilizare

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE

EFICACITATE NEDILUAT	DISPOZITIV MEDICAL	BIOCID (TP2)
Bactericid conform EN 13727 (1 min) / EN 16615 (1 min*)	1 min*	1 min*
Levuricid conform EN 13624 (1 min) / EN 16615 (1min*)	1 min*	
Fungicid conform EN 13624 (5 min) / EN 16615 (metoda) (5 min*)	5 min*	5 min*
Tuberculocid conform EN 14348 (5 min) / EN 16615 (metoda) (5 min*)	5 min*	5 min* ¹
Micobactericid conform EN 14348 (5 min) / EN 16615 (metoda) (5 min*)	5 min*	
Eficace împotriva virusurilor anvelopate conform EN 14476	30 sec*	-- ²
Spectru virucid limitat conform EN 14476 (Adenovirus - 30sec, Norovirus - 1 min** / 15min*)	1 min** / 15 min*	-- ²
Virucid conform EN 14476	10 min** / 30 min*	30 min* ²
Sporicid împotriva C. difficile conform EN 17126	60 min**	-- ³
Sporicid conform EN 17126	60 min**	-- ³

* condiții de murdărie ** condiții de curățenie

¹ Eficacitatea micobactericidă include eficacitatea tuberculocidă.

² La momentul pregătirii și depunerii dosarului era aplicabilă numai eficacitatea complet virucidă conform EN 14476.

³ Revizia normei EN s-a produs după depunerea dosarului BPR de către Ecolab.
A fost depusă o cerere de actualizare a dosarului BPR al Ecolab pentru a include date conform EN 17126.

DISPOZITIV MEDICAL ȘI BIOCID - UTILIZAȚI ÎN SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți eticheta și instrucțiunile de utilizare ale produsului.

INDICAȚII



Dispozitiv medical: Lichid gata de utilizare cu spectru larg, pentru curățarea și dezinfecția dispozitivelor medicale invazive și neinvazive.

Biocid: TP2 - Dezinfecția suprafețelor care nu intră în contact cu alimentele în unitățile sanitare
- prin pulverizare utilizând flacon cu pulverizator și șervețel uscat
- prin ștergere cu o lavetă/șervețel curat de unică folosință și o găleată, și prin ștergere folosind mop și găleată.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dispozitiv medical:
750ml: pulverizați suprafața de la approx. 30cm, asigurându-vă că este complet umezită. Ștergeți suprafața cu un șervețel curat și lăsați să se usuce. Alternativ, aplicați produsul pe un șervețel curat, ștergeți suprafața și lăsați să se usuce.

A nu se clăti. Respectați timpul de contact indicat și condițiile pentru activitatea antimicrobiană necesară. Dacă se utilizează în condiții de curățenie, curățați suprafața în prealabil (utilizați un șervețel/mop nou, curat, pentru fiecare etapă). Utilizarea unui produs de curățare și dezinfecție nu înlocuiește curățarea periodică. A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la agenți oxidanți cum ar fi: marmură, cupru sau alamă. Pentru procesarea dispozitivelor medicale respectați întotdeauna instrucțiunile de utilizare ale producătorului dispozitivului, inclusiv compatibilitatea cu materialele. Dezinfecția de nivel înalt a dispozitivelor medicale semicritice (de ex. sonde și sonde TEE): dacă imersia nu este posibilă, curățați dispozitivul și apoi dezinfectați așa cum este descris mai sus. Clătiți foarte bine cu apă de calitate apei potabile în acest caz, după trecerea timpului de contact.

Orice incident grav care a avut loc în raport cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente a Statului Membru.

Biocid:
Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile. Produsul trebuie aplicat pe o suprafață uscată. Umețeați complet suprafețele. Nu clătiți după utilizare. A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la agenți oxidanți cum ar fi: marmură, cupru sau alamă. Produsul este destinat curățării și dezinfecției într-o singură etapă. Când se utilizează în condiții de curățenie, curățați suprafața în prealabil.

Aplicare utilizând pulverizator și șervețel uscat:
Pentru rezultate optime țineți flaconul vertical și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produsul pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețe mici, cum sunt suprafețele de lucru și echipamente sau pulverizați produsul pe suprafață, apoi ștergeți suprafața cu un șervețel curat și uscat și lăsați să se usuce. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Șervețelele folosite trebuie eliminate într-un container închis.

Ștergere utilizând o lavetă/șervețel sau mop de pardoseală și găleată: Turnați produsul într-o găleată curată și distribuiți pe suprafață cu o lavetă/șervețel sau pe pardoseală cu un mop, lăsați să se usuce. Șervețelele folosite trebuie eliminate într-un container închis.

Atenție: Produsul este clasificat ca Biocid și Dispozitiv Medical. Utilizatorii trebuie să respecte timpul de contact și condițiile pentru utilizarea intenționată.

COMPOZIȚIE

100g produs conține următoarele substanțe active:
1,5g peroxid de hidrogen (CAS 7722-84-1)

DEPOZITARE

Produsul se depozitează în ambalaj original la temperaturi cuprinse între 0°C și 25°C, într-un loc ventilat, uscat și fără a fi expus direct la razele solare.

Valabilitate produs după deschidere: Data de expirare.



DOAR PENTRU UTILIZATORI PROFESIONALI

Incidin™ OxyFoam S

INFORMAȚII DE AMBALARE ȘI COMANDĂ

PRODUS	AMBALARE	COD DE COMANDĂ
Incidin™ OxyFoam S	6 x 750ml	3115870



REGULAMENTUL PRIVIND PRODUSELE BIOCID (BPR), (EU) 528/2012:

BPR a înlocuit Directiva privind Produsele Biocide (BPD) la 1 septembrie 2013 ca legislație de bază pentru plasarea pe piața europeană a substanțelor active și a produselor biocide.

Ca regulament, a devenit obligatoriu din punct de vedere juridic pentru țările care intră în domeniul de aplicare al reglementărilor UE - toate țările Uniunii Europene, precum și Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția (țările Asociației Europene a Liberului Schimb)."

Față de BPD, BPR oferă o opțiune de autorizare armonizată și centralizată pentru produsele biocide la nivel european. BPR este conceput pentru a controla utilizarea și introducerea pe piață a produselor biocide. Aceasta implică o evaluare a eficacității, toxicității și riscului unui produs biocid în timpul utilizării. În plus, necesită date solide pentru a dovedi eficacitatea și siguranța produsului biocid, precum și o listă de substanțe active biocide și furnizori aprobați.

NUMĂR ÎNREGISTRARE BIOCID EU

EU-0024303-0006 1-5

Informații locale:

ECOLAB GmbH
Viena sucursala Iași
Centrul de afaceri IDEO
Șos. Păcurari, nr. 138
Iași, 700545
România



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

