

Fisa Tehnica – Umidificator 250 ml cu Supapa de Siguranta (6 PSI / 0,41 bar)

Descriere generala

Umidificator medical reutilizabil, cu volum de 250 ml, prevazut cu supapa de siguranta calibrata la 6 PSI (0,41 bar). Dispozitivul este destinat utilizarii impreuna cu surse de oxigen in cadrul terapiei respiratorii, pentru a asigura umidificarea corespunzatoare a oxigenului administrat pacientului.

Produs conceput pentru siguranta si fiabilitate, recomandat pentru utilizarea in spitale, clinici si ingrijire la domiciliu, sub supravegherea personalului medical calificat.

Caracteristici tehnice

Capacitate recipient: 250 ml

Supapa de siguranta: 6 PSI / 0,41 bar

Conexiune intrare: Piulita pentru racordare la sursa de oxigen

Conexiune iesire: Racord pentru tub de oxigen

Material: Plastic medical transparent si rezistent

Utilizare: Compatibil cu majoritatea surselor de oxigen standard

Instructiuni de utilizare

1. Umpleti recipientul cu apa pana la linia maxima de umplere. Nu lasati nivelul sa scada sub linia minima.
2. Inchideti bine capacul umidificatorului pe recipient.
3. Conectati piulita umidificatorului la sursa de oxigen.
4. Testati etanseitatea prin obturarea iesirii: supapa de siguranta trebuie sa se activeze. Daca apar scurgeri sau supapa nu reactioneaza, verificati fixarea capacului si strangerea conexiunilor.
5. Conectati tubul de oxigen (neinclus) la racordul de pe capac, asigurandu-va ca toate legaturile sunt sigure.
6. Porniti sursa de oxigen la debitul prescris (LPM).
7. Supapa de siguranta va declansa alarma sonora daca exista blocaje sau indoiri in circuitul de administrare.

Attentionari si recomandari

Dispozitivul este dotat cu supapa de siguranta pentru protectia pacientului. La semnalizare, verificati imediat tubulatura si dispozitivul de terapie si indepartati orice obstructie.

Produs destinat exclusiv utilizarii de catre personal instruit si calificat.

Este recomandata utilizarea apei distilate.

Apa trebuie schimbata la fiecare 8 ore de utilizare.

Produs destinat uzului personal; folosirea in comun poate provoca infectii si poate afecta fiabilitatea si functionalitatea dispozitivului.

Date producator si distributie

Fabricat de: HSINER Co., Ltd. 312, Jhongshan Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan Tel: +886-4-25152480 | Fax: +886-4-25152482 Email: sales@hsiner.com | Web: www.hsiner.com

Distribuit de: MOBIK S.A, Kathiana Akrotiri, Chania – Creta, Grecia Tel: +30 28210 63222 | Web: www.mobiakcare.com

Reprezentant UE: mdi Europa GmbH, Langenhagener Str. 71, D-30855 Langenhagen, Germania Tel: +49 511 3908 9530 | Fax: +49 511 3908 9539 Web: www.mdi-europa.com

Ambalare: 1 bucata/unitate