TARGĂ CU ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ
AUTOMATIC LOADING STRETCHER

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit sediul dumneavoastră.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China

GIMA 34055

REF **TD01013A**

EU REP **SUNGO Europe B.V.**
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle
aan den Ijssel, The Netherlands

M34055-M-Rev.8-07.26

Parametri tehnici

1. Dimensiuni produs: (L x l x H)
   Poziție înaltă 193 x 60 x 88 cm
   Poziție joasă 193 x 60 x 21 cm
2. Unghi maxim al spătarului: 90°
3. Dimensiune cutie, 1 buc.: 195 x 61 x 26 cm
4. Greutate netă: 40 kg; greutate brută: 42 kg
5. Sarcină maximă: 159 kg

II. Mod de utilizare

1. Suprafața tărgii este prevăzută cu o saltea moale din burete, pentru confortul pacientului. Un singur cadru medical poate împinge targa în ambulanță sau o poate transporta în salon.
2. Când este necesară poziția joasă, trageți mânerul de siguranță și apoi apăsați-l; înălțimea tărgii va coborî automat.
3. La sosirea la destinație, trageți mânerul de siguranță; picioarele tărgii se vor deschide automat.
4. Pe ambele părți ale tărgii și la nivelul picioarelor există dispozitive elastice de blocare cu revenire. Blocați ferm în poziția ridicată pentru siguranța pacientului și coborâți pentru scoaterea pacientului.
5. Prin apăsarea butonului de sub targă, secțiunea pentru cap poate fi ridicată sau coborâtă.

III. Domenii de utilizare

Conform utilizării clinice aprobate, acest produs este potrivit pentru ambulanțe, spitale, câmpuri de luptă, săli de sport etc., pentru transportul răniților și pacienților. Poate fi utilizat și în activități generale.

IV. Avertismente

1. La transportarea pacienților cu această targă, asigurați-vă că dispozitivul de blocare lateral este fixat ferm și că centura de siguranță este prinsă corespunzător.
2. În utilizarea obișnuită, aveți grijă să nu rupeți suprafața tărgii.

V. Întreținere

1. Mențineți produsul curat în mod regulat, inclusiv prin sterilizare.
2. Verificați frecvent dacă există piese slăbite.

VI. Depozitare și transport

1. Depozitați produsul într-un loc ferit de umezeală și de agenți corozivi.
2. Produsul poate fi transportat cu vehicule de transport obișnuite.
3. Este interzisă răsturnarea produsului în timpul transportului și depozitării. Stivuiți produsele conform instrucțiunilor tipărite pe ambalaj.

REF	Cod produs		Producător		Consultați instrucțiunile de utilizare
LOT	Număr lot	CE	Dispozitiv medical conform Regulamentului (UE) 2017/745		Data fabricației
	Păstrați într-un loc răcoros și uscat		Atenție: citiți cu atenție instrucțiunile (avertismentele)	EU REP	Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană
	A se feri de lumina soarelui	MD	Dispozitiv medical	UDI	Identificator unic
	Importat de				

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard Gima B2B de 12 luni.