FISĂ TEHNICĂ 34077

ROMANA

Orice accident grav survenit in legatura cu dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportat producatorului si autoritatii competente din statul membru in care se afla sediul dumneavoastra.

II. Caracteristici tehnice

1. Dimensiuni produs (L x l x H): 188 x 53 x 21 cm
2. Dimensiuni pliat (L x l x H): 92 x 50 x 11 cm
3. Dimensiuni ambalaj (2 buc./cutie): 96 x 54 x 21 cm
4. Greutate neta: 8 kg Greutate bruta: 9 kg
5. Capacitate de incarcare: mai mica de 159 kg

II. Mod de utilizare

Aceasta targa pliabila separabila pentru prim ajutor este utilizata in principal pentru transportul pacientilor cu fracturi. Ambele capete ale targii sunt prevazute cu sisteme de cuplare tip balama, care permit separarea targii in partea dreapta si partea stanga. Astfel, pacientul poate fi asezat rapid si cu grija pe targa, masa de operatie sau pat.

III. Domeniu de utilizare

Conform utilizarii in practica clinica, produsul este adecvat pentru ambulante, spitale, zone de interventie si alte situatii similare, pentru transportul ranitilor si pacientilor. Poate fi utilizat si in activitati generale.

IV. Atentionari

1. La transportarea pacientilor cu aceasta targa, asigurati-va ca dispozitivul de blocare este fixat ferm si ca centura de siguranta este prinsa.
2. In timpul utilizarii obisnuite, aveti grija sa nu deteriorati sau rupeti suprafata targii.

V. Intretinere

1. Pastrati produsul curat in mod regulat, inclusiv prin sterilizare.
2. Verificati periodic daca exista componente slabite.

VI. Depozitare si transport

1. Depozitati produsul intr-un loc ferit de umezeala si de substante corozive.
2. Produsul poate fi transportat cu mijloace obisnuite de transport.

VII. Ambalare

1. Ambalat intr-o cutie de carton rezistenta, cu baza din lemn.
2. Continut ambalaj: certificat de inspectie, manual de utilizare si lista de ambalare.

MFG	Producator	■	A se pastra la loc racoros si uscat	**CE**	Conform Regulamentului (UE) 2017/745
REF	Cod produs	**SUN**	A se feri de lumina solara	**!**	Atentie: cititi cu atentie instructiunile
LOT	Numar lot	**MD**	Dispozitiv medical	**EU REP**	Reprezentant autorizat in Uniunea Europeana
i	Consultati instructiunile de utilizare	**DATE**	Data fabricatiei	**UDI**	Identificator unic al dispozitivului
IMP	Importat de				

TERMENI DE GARANTIE GIMA

Se aplica garantia standard Gima B2B de 12 luni.

GIMA 34077

Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China Made in China
SUNGO Europe B.V., Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den Ijssel, The Netherlands
Gima S.p.A., Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

II. Technical Features

1. Product size (L x W x H): 188 x 53 x 21 cm
2. Folded size (L x W x H): 92 x 50 x 11 cm
3. Packing size (2pcs/carton): 96 x 54 x 21 cm
4. Net Weight: 8 kg Gross Weight: 9 kg
5. Load bearing: less than 159 kg

II. How to use

This separable first-aid folding stretcher is mainly used for transporting patients with fractures. Both ends of the stretcher have hinge-type clutches to separate the stretcher into a right and left part. This allows for the patient to be quickly and gently placed onto the stretcher, operation table or bed.

III. Applied for

Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital battlefield gym, to carry the wounded & patients. It also can be used in general operation.

IV. Cautions

1. When carrying patients with this stretcher, be sure lock tightly the fender locking device & fasten the safety belt for safety sake.
2. In general operation, be careful not to out torn the stretcher surface.

V. Maintenance

1. Keep clean as routine (incl. sterilization).
2. Often check if any parts loose or not.

VI. Storage & transportation

1. Store this product in the place of damp proof & non-corrosion.
2. Common transporting vehicle can carry this product.

VII. Package

1. Packed in high durable carton with wooden base.
2. Packing: certificate of inspection & user's manual & packing list.

	Manufacturer		Keep in a cool, dry place	CE	Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745
REF	Product code		Keep away from sunlight		Caution: read instructions (warnings) carefully
LOT	Lot number	MD	Medical Device	EC REP	Authorized representative in the European community
	Consult instructions for use		Date of manufacture	UDI	Unique device identifier
	Imported by				

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

GIMA 34077

Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China

REF **TD010112**

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den Ijssel, The Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

134077-M-Rev.7-04.25