INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PREZENTARE

Accesoriul pentru capacul de toaletă este utilizat pentru a ridica capacul de toaletă la înălțimea cea mai confortabilă pentru utilizator. Acest lucru facilitează așezarea și ridicarea în picioare. Este destinat oricărei persoane care are dificultăți de mișcare și utilizare tradițională a toaletei, cum ar fi pacienții care se recuperează după o operație sau o accidentare la șold sau seniorii.

MODELE		
Număr model	**RF-871/11**	**RF-871/15**
Sarcină maximă sigură	150 kg	150 kg
Înălțimea frontală	117 mm	147 mm
Înălțimea spate	147 mm	177 mm
Înălțimea spătarului cu cleme	207 mm	237 mm
Lățimea scaunului	367 mm	367 mm
Adâncimea scaunului	401 mm	401 mm
Lățimea deschiderii	208 mm	208 mm
Adâncimea găurii	264 mm	264 mm
Greutate produs	1,05 kg	1,32 kg



NOTĂ! Înainte de a utiliza accesoriul, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să urmați aceste recomandări:

1. Capacul de toaletă nu este destinat instalării permanente. Acesta trebuie slăbit și strâns o dată pe săptămână pentru a asigura o fixare corectă.
2. Așezați-vă încet pe accesoriu îndoind genunchii, dacă este posibil îndoind șoldurile și genunchii simultan.
3. Orice incident grav care implică un dispozitiv se raportează producătorului și autorității competente a statului membru în care își are reședința utilizatorul sau pacientul.
4. Evitați contactul cu dispozitive fierbinți.
5. Fixați în siguranță la toaletă înainte de utilizare.

AVERTISMENT! Nerespectarea regulilor de siguranță de mai sus poate duce la accidente grave.

NOTĂ! Consultați medicul sau kinetoterapeutul pentru a determina utilizarea adecvată a atașamentului, în funcție de capacitățile dumneavoastră funcționale și de activitățile zilnice.

NOTĂ! Informațiile de mai jos reprezintă recomandarea producătorului, dar trebuie consultate cu medicul dumneavoastră sau cu fizioterapeutul.

INSTALARE

1. Pentru a instala accesoriul, scoateți mai întâi capacul de toaletă cu clapeta de la toaletă.
2. Slăbiți clemele din accesoriu (Fig. 1).
3. Puneți capacul pe bol (Fig. 2).
4. Montați accesoriul pe toaletă folosind clemele (Fig. 3).
5. Verificați stabilitatea atașamentului (Fig. 4).

Fig. 1	Fig. 2
	
Fig. 3	Fig. 4
	

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Se recomandă inspectarea regulată a accesoriului pentru a depista orice deteriorare sau semne vizibile de uzură.
2. Se recomandă curățarea regulată a duzei cu o cârpă moale și apă cu săpun. După curățare, uscați duza cu o cârpă moale.
3. Accesoriul poate fi scos pentru curățare prin deșurubarea butonului lateral.

ATENȚIE! Nu utilizați solvenți, înălbitor, abrazivi, soluții alcaline, diluanți, acetonă sau alte soluții pentru a curăța sau dezinfecta accesoriul.

NOTĂ: Verificați atașamentul în mod regulat pentru a vă asigura că este fixat.

LISTA MATERIALELOR UTILIZATE

Întreaga structură	PP (polipropilenă)

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

	Producător
CE	Marcaj CE
REF	Număr de referință
	Data producției
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Avertizare
LOT	Număr de serie
	Sus, nu răsturnați

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Model:	Număr de serie:	Data vânzării:	Semnătura și ștampila vânzătorului:

CONDIȚII DE GARANȚIE

1. Producătorul asigură clientul că articolul pentru care este emis acest card de garanție este nou-nouț și de înaltă calitate.
2. Scaunul auxiliar este acoperit de o perioadă de garanție de 24 de luni, celelalte piese sunt acoperite de o perioadă de garanție de 6 luni de la data vânzării menționată pe cardul de garanție.
3. Temeiul pentru luarea în considerare a unei reclamații în garanție este prezentarea unui card de garanție completat corect, împreună cu dovada achiziției atașată.
4. Orice defecte ale echipamentului vor fi remediate de TESA MED SOLUTIONS SRL sau de tehnicieni de service autorizați, cu condiția ca atașamentul să fi fost utilizat în conformitate cu scopul său și cu recomandările din manualul de utilizare.
5. Reparația se va efectua cât mai curând posibil, fără a depăși 14 zile de la data recepției echipamentului la punctul de service.
6. Garanția nu acoperă:
   • activități legate de întreținerea, curățarea și reglarea atașamentului descrise în instrucțiunile de utilizare;
   • piese supuse uzurii în timpul utilizării normale;
   • deteriorarea mecanică și termică a capacului, de exemplu, îndoire, zgâriere, rupere etc.;
   • daune rezultate din utilizarea echipamentului contrară instrucțiunilor de operare, neglijență, reparații independente, modificări sau schimbări structurale.
7. Înainte de a preda echipamentul unor tehnicieni de service autorizați, acesta trebuie curățat conform instrucțiunilor de utilizare, astfel încât să fie potrivit pentru inspecția de service.
8. Reparațiile și înlocuirea pieselor de schimb trebuie efectuate de către tehnicieni de service autorizați de la TESA MED SOLUTIONS SRL
9. În cazul unei reclamații nejustificate, clientului i se vor percepe costurile de livrare.

Domeniul de aplicare teritorial al protecției prin garanție acoperă teritoriul României.
Garanția pentru bunurile vândute nu exclude, limitează și nu suspendă drepturile clientului rezultate din neconformitatea bunurilor cu contractul.

LISTĂ DE REPARAȚII SERVICE*(completat de site-ul web)*

Nu.	**Data depunerii**	**Număr de ordine**	**Descrierea defectului/ Domeniul de aplicare al reparației**	**Data execuție reparații**	**Sigiliu și semnătură serviciu**
1.					
2.					