Product Code: SC7060B-L
Product name: **RIVO**



Ghid de asamblare



1. Așază cadrul pentru scaunul de toaletă cu partea de sus în jos și introdu cele 4 picioare cu capete din cauciuc în cele 4 colțuri.

2. Întoarce cadrul în poziție normală și introdu cele 2 bare de siguranță în orificiile picioarelor, asigurându-te că se fixează bine în locașuri până se aud sau se simt că intră corect.

3. Reglează înălțimea picioarelor astfel încât scaunul să fie la nivelul potrivit. Verifică să fie toate picioarele setate la aceeași înălțime și ca cadrul scaunului să fie stabil.



