Instrucțiuni de utilizare







RO

Instrucțiuni de utilizare
Înălțător pentru toaletă cu sistem de blocare

REF

Conformitate
Acest produs este un dispozitiv medical de clasa I și respectă Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale.

Produsul nu trebuie aruncat în containerul pentru deșeuri menajere. Există puncte speciale de colectare unde poate fi predat. Pentru eliminarea produsului și a ambalajului, respectați reglementările legale din comunitatea dumneavoastră.

Utilizare prevăzută
Acest produs este un suport de ridicare care se fixează pe toaletă.
Oferă stabilitate și facilitează utilizarea toaletei pentru persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă.
Utilizarea lui este recomandată și după intervenții chirurgicale.

Dimensiuni disponibile
Cu capac

- 10 cm (4 inch)
- 15 cm (6 inch)

Caracteristici tehnice

- Material: plastic rigid
- Dimensiuni: 36 cm lățime × 40 cm adâncime
- Înălțimea depinde de modelul ales
- Greutate netă: 0,81 – 1,44 kg (în funcție de model)
- Greutate maximă suportată: 120 kg

Precauții

1. Înainte de fiecare utilizare, verificați ca produsul să fie în stare perfectă.
2. Nu utilizați produsul dacă prezintă defecte vizibile. În cazul pieselor lipsă, montate incorect sau deteriorate, contactați farmacistul sau distribuitorul.
3. Asigurați-vă că înălțătorul este fixat corect pe vasul de toaletă.
4. Dacă instrucțiunile și avertismentele din manual nu sunt respectate, pot apărea accidentări sau deteriorarea produsului.
5. Nu modificați produsul (modificări mecanice), deoarece acest lucru poate compromite siguranța utilizării.
6. Nu depășiți greutatea maximă admisă.

Contraindicații
Utilizarea înălțătorului pentru toaletă nu este recomandată persoanelor cu tulburări severe de percepție, tulburări de echilibru sau incapacitate de a sta așezate.

Întreținere și curățare
Curățați și uscați produsul periodic. Îndepărtați murdăria cu o lavetă moale, umedă și un săpun neutru. Uscați ulterior produsul. Nu utilizați substanțe chimice agresive sau abrazive, deoarece pot deteriora materialul. Nu folosiți produse grase sau uleioase, deoarece pot face suprafața alunecoasă. Când nu este utilizat, depozitați produsul într-un loc uscat, la temperatura camerei.

Durata de viață
Durata de viață estimată a produsului este de 2 ani, în condiții normale de utilizare, siguranță și întreținere.

După această perioadă, produsul poate fi utilizat în continuare dacă se află în stare perfectă de funcționare și este întreținut corespunzător.
În anumite cazuri, unele componente se pot uza mai repede decât perioada indicată.

Durata de utilizare depinde de condițiile de utilizare, depozitare și întreținere.

Garanție
Produsul beneficiază de garanție de 3 ani de la data vânzării
(6 luni pentru baterii), cu condiția să nu fi fost modificat în configurația originală.

În perioada de garanție, defectele de fabricație vor fi remediate gratuit, prin reparare, înlocuire de piese sau înlocuirea produsului, la discreția producătorului. Pentru reparare sau înlocuire, produsul trebuie returnat punctului de vânzare, care va gestiona procedura cu producătorul.

Garanția nu este valabilă în cazurile de:
- utilizare necorespunzătoare sau manipulare greșită
- deteriorare cauzată de apă sau substanțe chimice
- produse abrazive sau corozive
- lipsa întreținerii sau curățării
- utilizarea de piese de schimb neoriginale

Pentru detalii suplimentare consultați condițiile generale de vânzare.

Avertisment

Dacă observați orice incident grav sau defecțiune, informați imediat distribuitorul sau unitatea de vânzare pentru a iniția procedura de verificare sau reparare.

Orice incident legat de produs trebuie raportat la TESA MED SOLUTIONS SRL și autorității competente din statul membru în care se află utilizatorul sau pacientul.

EN

Instructions for use
RAISED TOILET SEAT WITH LOCK

REF

NORMATIVE

This product is a Class I medical device and complies with Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of April 5, 2017 on Medical Devices.

This product should not be disposed of in the waste container. There are specific collection points where you can deposit them. For the disposal of the container and the product, strictly comply with the legal regulations of your community.

INTENDED USE

Support product for lifting fixed to the toilet. It provides stability and facilitates the evacuation functions of people with disabilities or reduced mobility. Its use is also advised after hip surgery.

AVAILABLE SIZES

WITHT LID

- 10 cm (4 inch)
- 15 cm (6 inch)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Material: rigid plastic
- Measures: 36 (width) x 40 cm (depth)
- Height: depends on the chosen model
- Net Weight depeding on the model: 0,81 – 1,44 Kg
- Max. Weight capacity: 120 Kg

PRECAUTIONS

- Before each use, you must make sure that the product is in perfect conditions.
- Do not use the product in case of a visible defect. In case of missing, ill-fitting or damaged parts, ask your pharmacist or distributor for advice.
- Ensure that the toilet lift is fixed with the screws in the toilet bowl.
- If instructions, warnings, and notes in the user manual are not followed, it may cause physical injury to you or others, or damage to the product.
- Do not make any modifications (mechanical alterations) to the item so as not to compromise its safety of use.
- Do not exceed the maximum weight.

CONTRAINDICATIONS

The use of the raised toilet is not recommended for people with strong perception disorders, balance disorders or inability to sit.

CARE & MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

- Clean and dry periodically. Remove dirt with a soft, damp cloth and neutral soap. Dry later. Do not use aggressive or abrasive chemical cleaners; they can damage the material of the product. Also, do not use greasy products that can degrade materials or make it slippery.
- When not in use, store the product in a dry place at room temperature.

LIFE SPAN

The expected life span of this product is 2 years under normal conditions of use, safety and maintenance.

Beyond this period, the product can be used as long as it is in perfect conditions of use and maintenance. In any case, the product may require the replacement of certain parts or components due to normal wear in a period shorter than indicated. The useful life is influenced by its conditions of use and storage and by the regularity of its maintenance.

WARRANTY

The warranty is for a period of three years (6 months on batteries) from the date of sales invoice, as long as the product has not been altered in its original configuration. Within the warranty period we will remedy any manufacturing defect free of charge, either by repairing, replacing parts or providing a new product, at our discretion. To opt for repair or replacement, the owner of the product must go to the retail establishment, which will be the only one in charge of managing the warranty with the manufacturer.

This warranty will not be valid in cases of improper use or handling of the product, deterioration of the product due to external agents such as water or other harmful chemicals, obstructive or corrosive products, due to inadequate maintenance, lack of cleaning, component loss or the use of non-original spare parts of our brand. For more information check our general conditions of sale.

WARNING

- If you observe any deficiency, anomaly or failure, immediately notify the vending establishment or distributor to proceed with its change or repair.
- Any serious incident related to the product must be reported to TESA MED SOLUTIONS and to the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient are established.