MANUAL DE UTILIZARE
SALTEA ANTIESCARE TMS R805

IMPORTANT: Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Produsul trebuie utilizat strict conform instrucțiunilor; în caz contrar, salteaua se poate deteriora. Dezinfectați produsul conform indicațiilor de mai jos.

1. DESTINAȚIA PRODUSULUI

Salteaua antiescare este destinată pacienților care stau la pat mai mult de 12 ore pe zi, deoarece repausul prelungit la pat prezintă un risc ridicat de apariție a escarelor.

2. STRUCTURĂ ȘI SPECIFICAȚII

Salteaua este alcătuită din celule de aer de dimensiune standard, care se umflă alternativ.

Conținutul pachetului	**Parametri tehnici**
• 1 × saltea antiescare • 2 × tuburi din plastic pentru alimentarea cu aer • 2 × kituri de reparație • 1 × compresor de aer	• Tip: saltea antiescare cu celule • Dimensiuni: 220 × 95 × 7 cm • Greutate: 2 kg • Sarcină maximă: 135 kg • Alimentare: 220 V / 50 Hz, 10 W • Debit de aer: 7–8 L/min • Durata ciclului: 12 minute

3. PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

Salteaua asigură un efect preventiv și terapeutic de masaj prin pomparea alternativă a aerului în două zone independente, fiecare formată din camere de aer separate.

- Pentru a reduce zgomotul produs de circulația aerului, amplasați compresorul la capătul patului, în zona picioarelor.
- Dacă salteaua este utilizată pe un pat cu cadru rigid, așezați dedesubt o pătură subțire.
- Se recomandă acoperirea suprafeței superioare cu un cearșaf ușor, permeabil la aer.
- Nu îndoiți și nu strangulați tuburile de aer, deoarece circulația aerului va fi afectată.

4. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE: Lăsați compresorul să funcționeze continuu timp de 15–20 minute înainte de a așeza pacientul pe saltea.

1. Despachetați salteaua antiescare.
2. Fixați compresorul pe tăblia de la picioarele unui pat medical reglabil sau așezați-l lângă pat, la capătul picioarelor, pe o suprafață plană, orizontală și rezistentă la vibrații.
3. Așezați salteaua antiescare peste salteaua elastică existentă. Suprafața acesteia trebuie să fie plană, orizontală și cel puțin egală cu suprafața utilă a saltelei antiescare.
4. Introduceți materialul în exces de la margini sub salteaua patului.
5. Conectați salteaua la compresor cu ajutorul tuburilor de aer. Tuburile nu trebuie răsucite și nu trebuie să treacă pe sub saltea.
6. Porniți compresorul. Umflarea completă durează 15-20 minute.
7. Acoperiți salteaua cu un cearșaf, neteziți complet cutele, apoi așezați pacientul pe saltea.
8. Reglați presiunea aerului la nivelul recomandat de medic.
9. Verificați zilnic intensitatea pompării aerului și măriți sau reduceți presiunea cu regulatorul, după necesitate.

ATENȚIE: Salteaua antiescare trebuie să funcționeze 24 de ore din 24, cu compresorul pornit. Sistemul alternează ciclic presiunea în celulele de aer: un grup se umflă, iar celălalt se dezumflă. Un ciclu complet durează 5-12 minute.

5. UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

AVERTISMENT: Scoateți compresorul din priză înainte de a-l muta sau repara.

- Păstrați salteaua într-un loc uscat, ferită de praf și lichide.
- Ștergeți suprafața saltelei cu o lavetă moale umezită cu apă rece curată sau cu o soluție slabă de apă cu săpun.
- Lăsați salteaua să se usuce natural, departe de aparatele de încălzire.
- Evitați expunerea directă la soare.
- Nu spălați salteaua în mașina de spălat, nu o călcați și nu o expuneți la solvenți chimici.
- Nu utilizați pentru dezinfectare produse antirugină, degresanți sau soluții pe bază de oțet.
- Dacă urina ajunge pe suprafața saltelei, curățați imediat.
- Umflați complet salteaua înainte de curățare. Dezinfectanții trebuie să fie fără coloranți; se recomandă alcool 75% ca antiseptic.
- Temperatura ambientală de funcționare: 10–40 °C.
- Umiditatea aerului în timpul funcționării: 30–80% RH.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Țineți obiectele ascuțite, înțepătoare sau tăietoare departe de saltea.
2. Nu scufundați salteaua în apă.
3. Nu expuneți salteaua la temperaturi ridicate.
4. Nu utilizați salteaua în apropierea flăcărilor deschise.
5. Fumatul este interzis în apropierea sistemului aflat în funcțiune.
6. Protejați compresorul împotriva loviturilor și căderilor.
7. Evitați stropirea compresorului cu lichide.
8. Scoateți compresorul din priză dacă în apropiere se utilizează anestezice inflamabile.
9. Nu demontați și nu încercați să reparați singur compresorul.

6. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Pentru pregătirea saltelei în vederea depozitării:

1. Scoateți compresorul din priză.

2. Dezinfectați suprafața saltelei și lăsați-o să se usuce complet.

3. Verificați tuburile de conectare, ștecherul și cablul compresorului pentru eventuale deteriorări.

4. Eliminați complet aerul din saltea.

5. Pliați salteaua ordonat și introduceți-o într-o pungă din polietilenă, bine închisă.

6. Ambalați separat compresorul și tuburile de aer.

Condiții de depozitare

Depozitați produsul într-o încăpere uscată și bine ventilată, ferită de lumina directă a soarelui și de variații bruște de temperatură. Păstrați o distanță de minimum 1 metru față de aparatele de încălzire.

- Temperatura de depozitare: +5 °C până la +40 °C.
- Temperatura de transport: -10 °C până la +50 °C.

Transport

Protejați produsul împotriva umezelii și a șocurilor puternice în timpul transportului. Condițiile necorespunzătoare de temperatură pot deteriora componentele din plastic și pot crește riscul de pierderi de aer.

7. ELIMINAREA PRODUSULUI

Salteaua antiescare este fabricată din policlorură de vinil (PVC) pură, netoxică și reciclabilă.

- Arderea saltelei este strict interzisă, deoarece prin ardere se degajă vapori toxici.
- Eliminați compresorul conform reglementărilor locale privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

8. BENEFICII CHEIE

- Ajută la prevenirea escarelor.
- Reduce presiunea exercitată asupra corpului.
- Crește confortul persoanelor imobilizate.
- Distribuie alternativ aerul în celulele saltelei.
- Ușor de instalat și utilizat acasă sau în unități medicale.
- Material rezistent și ușor de curățat.
- Funcționare silențioasă, potrivită pentru utilizare îndelungată.



Producător: China