



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 08.07.2025

AVIZ

Nr. 3228BIO/02/12.25

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 , privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Sanatatii , al Ministrului Mediului și Padurilor și al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare și Siguranta Alimentului nr.637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Nationale pentru Produse Bicide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data de 27.01.2015, 05.05.2015, 25.08.2016, 02.11.2017, 29.01.2018, 06.06.2018, 29.07.2021, 13.12.2021, 14.11.2022 10.01.2024, 20.03.2024, 14.10.2024 și 24.06.2025 a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

INCIDIN ACTIVE

Alte denumiri comerciale, după caz

-

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara, inclusiv punctul de lucru pentru producătorii din România)

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH, Ecolab – Alee 1, 40789, Monheim Am Rhein, Germania

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

ECOLAB GmbH - Rivergate, Handelskai 92, 1200, Viena , Austria.

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID :

A. Grupa principală:	1
B. Tipul/Tipurile de produs:	2

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	Acid peracetic generat <i>in situ</i> din percarbonat de sodiu + TAED	201-186-8	79-21-0	1000 mg/l în Solutia de 2%

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Pulbere

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Galeti de 1,5 kg sau plicuri de 160g

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni sau animale.
B. Aria de aplicare	Curatarea si dezinfectia suprafetelor a aparaturii si a echipamentelor medicale.

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concentratii	Timpi de actiune
Bactericida	NF EN 13727+A2 in conditii de murdarie	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> CIP 103467 (ATCC 15442) <i>Staphylococcus aureus</i> CIP 483 (ATCC 6538) <i>Enterococcus hirae</i> CIP 5855 (ATCC 10541)	1%	5 minute
Fungicida	NF-EN 13624 in conditii de curatenie	<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	2%	15 minute
Fungicida	NF-EN 13624:2021 in conditii de murdarie	<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	2%	30 minute
Levuricida	NF-EN 13624 in conditii de murdarie	<i>Candida albicans</i> DSM 1386 (ATCC 10231)	1%	5 min.
Tuberculocida	NF EN 14348:2005 in conditii de murdarie	<i>Mycobacterium terrae</i> CIP 104321 (ATCC 15755)	1%	10 minute
Micobactericida	NF EN 14348:2005 in conditii de murdarie	<i>Mycobacterium avium</i> DSM 44157 (ATCC 15769) <i>Mycobacterium terrae</i> CIP 104321 (ATCC 15755)	2%	15 minute
Tuberculocida/ Micobactericida	NF EN 16615:2015 in conditii de murdarie	<i>Mycobacterium avium</i> DSM 44157 (ATCC 15769) <i>Mycobacterium terrae</i> CIP 104321 (ATCC 15755)	2%	15 minute
Virucida	DIN EN 14476:2019-10 in conditii de curatenie	<i>Poliovirus tip 1</i>	1576 ppm	15 minute
	NF EN 14476+A2 in conditii de curatenie	<i>Adenovirus tip 5</i> MNV	1%	10 minute
	NF EN 14476+A2 in conditii de murdarie	<i>Adenovirus tip 5</i> MNV	1%	10 minute
Virucida	DIN EN 14476:2019 in conditii de murdarie	<i>Poliovirus tip 1</i>	856 ppm	30 minutes
Sporicida	NF EN 17126:2018 in conditii de curatenie	<i>Bacillus subtilis</i> CIP 5262 (ATCC 6633) <i>Bacillus cereus</i> CIP 105151 (ATCC 12826)	2%	30 minute



Activitatea	Metoda de testare/ Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concentratii	Timpi de actiune
Sporicida	NF EN 17126:2018 in conditii de murdarie	<i>Bacillus subtilis</i> CIP 5262 (ATCC 6633) <i>Bacillus cereus</i> CIP 105151 (ATCC 12826)	2%	60 minute
Sporicida	NF EN 17126:2018 in conditii de murdarie	<i>Clostridioides difficile</i> R027 DSM 27147	1%	15 minute
Fungicida	NF EN 16615:2015 in conditii de curatenie	<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	1%	15 minute
Fungicida	NF EN 16615:2015 in conditii de murdarie	<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	2%	30 minute
Bactericida si levuricida	NF EN 16615:2015 in conditii de murdarie	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> CIP 103467 <i>Staphylococcus aureus</i> CIP 4.83 <i>Enterococcus hirae</i> CIP 58.55 <i>Candida albicans</i> DSM 1386	1%	5 minute
Micobactericida ¹	NF EN 14563:2009 in conditii de murdarie	<i>Mycobacterium terrae</i> CIP 104321(ATCC 15755) <i>Mycobacterium avium</i> DSM 44157 (ATCC 15769)	1%	5 minute
Sporicida ²	NF EN 17846: Noiembrie 2023 in conditii de murdarie	<i>Clostridioides difficile</i> R027 DSM 27147	2%	15 minute

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentratia soluției de lucru/ doza de aplicare	Timpul de actiune
Aplicare directa cu laveta , mop/pulverizare si stergere	1%	15 minute – activitate bactericida,levuricida, tuberculocida, sporicida impotriva C. Difficile si virucida cu spectru limitat in conditii de murdarie
		30 minute – activitate bactericida,levuricida si fungicida, tuberculocida, virucida, sporicida impotriva C. Difficile in conditii de murdarie
	2%	15 minute – activitate bactericida,levuricida, tuberculocida, micobactericida, virucida cu spectru limitat si sporicida impotriva C. Difficile in conditii de murdarie
		30 minute – activitate bactericida,levuricida, si fungicida, tuberculocida si micobactericida, virucida, sporicida in conditii de curatenie

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS05
Pictograme de pericol (H)	H318 - Provoaca leziuni oculare grave.

AVIZ Nr. 3228BIO/02/12.25
XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Fraze de precauție (P)	P280 - Purtați echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P305+P351+P338 – În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu multă apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310 – sunați imediat la un centru de informare toxicologică sau un medic.
------------------------	---

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

-

Avizul este valabil până la data de 31.12.2025.

Indicația de utilizare în unități sanitare este valabilă până la data de 28.03.2029

¹Eficacitatea micobactericidă NF EN 14563:2009 este valabilă până la data 21.11.2025.

²Eficacitatea sporicidă NF EN 17846: 2023 în condiții de murdarie este valabilă până la 08.07.2030.

Avizul conține – 4 pagini și a fost rescris în data de 08.07.2025.

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Clința

