

1. Fisa Informativa Produs^(RO, EN, DE)

**se cere de la FRZ si/sau se completeaza de catre noi cu alte informatii*

RO

Fisa Produsului

Cod Produs: 1797-5-SS

Denumirea: Indicator chimic clasa 5 (ABUR)

Marca Comerciala: steriway



Before Sterilization



After Sterilization



Caracteristici chimice:

Indicator de sterilizare pe baza de cerneala conține următoarele componente în niveluri de ppm.

Apă 35% (CAS # 7732-18-5)
Alcool Diacetonc 3% (CAS # 123-42-2)
Amestec proprietar 62% (CAS # N / A)

Instrucțiuni de folosire:

indicatori de verificare a ciclului de sterilizare care confirmă prezența sau absența parametrilor specifici de timp și temperatură în timpul unui ciclu.

Produsele permit utilizatorului final să identifice ambalajul incorect și eșecurile de sterilizare.

Indicatoarele de abur sunt proiectate să funcționeze în condiții de funcționare ale ciclului de sterilizare cu abur 121 ° C și 134 ° C. Acest indicator se va lipi în registrul de sterilizare fie cu lipici, fie cu o capsă.

Instructiuni de Securitate: A nu se lasa la indemana copiilor!

Perioada Valabilitate:

Produsele expirate nu se utilizeaza.

Perioada de valabilitate este de 5 ani de la data producției.

După sterilizare, indicatorul isi păstreaza culoarea sterilizării timp de 6 luni.

Depozitare: Depozitare intr.-o zona curata, uscata si aerisita.

Nu ar trebui să fie în contact cu lichidul. Produsele deteriorate și defecte nu sunt utilizate.

T(min-max): 25 ° C

Umiditate max: 50%

EN

Product Data Sheet

Product Code: 1797-5-SS

Name: Class 5 Steam Chemical Indicator

Commercial Mark: steriway

CHEMICAL Characteristics:

The sterilization indicator ink used for printing contains following components in ppm levels.

Water 35% (CAS # 7732-18-5)

Diacetone Alcohol 3% (CAS # 123-42-2)

Proprietary Mixture 62% (CAS # N/A)

Instructions of use: cycle verification indicators that confirm the presence or absence of specific time and temperature parameters during a cycle.

The products allows the end user to identify incorrect packaging, load problems and sterilization failures.

Steam Indicators are designed operate at steam cycle 121°C and 134°C operation conditions.

This indicator will be glued to the sterilization register with either glue or a staple.

Security Instructions: Keep out of the reach of children!

Valability perioud:

The expired products are not used

. Shelf life is 5 years after production date.

After sterilization indicator keep sterilization colour for 6 month.

Storage: Storage in a clean , dry and ventilated area

It shouldn't be in contact with liquid. Damaged and defective products are not used

- T(min-max): 25°C
- Humidity max: 50%