



FIȘĂ TEHNICĂ A DISPOZITIVULUI	Rev. 10 – 14.01.2025	Modul BTS
-------------------------------	----------------------	------------------

CP300	Scaun cu roțile pliabil PLUS – ARDEA ONE
<i>Utilizare preconizată</i>	
Scaun cu roțile autopropulsat destinat mobilității persoanelor cu dizabilități parțiale sau totale de mers	
Caracteristici principale	
Cadru stabilizator din oțel vopsit cu traversă DUBLU, șezut și spătar din nylon negru căptușit și lavabil, buzunar pentru documente pe spate. Roți spate solide (Ø 60 cm), anvelope din PU negru. Roți față din PU negru (Ø 20 cm - grosime 5 cm) cu furcă din oțel cu orificii pentru reglarea roților. Cotiere scurte, detașabile, cu căptușeală din PU. Suporturi pentru picioare detașabile, reglabile pe lungime, cu suport pentru picioare și curea pentru călcâi din plastic negru. Roți anti-răsturnare disponibile.	
Imaginea produsului	
REFERINȚE PRODUCĂTOR	
Producător	MORETTI SPA
Țara de producție	CHINA
Clasa de dispozitive	Clasa I
Codul de clasificare GMDN	41622
Codul de clasificare CND – EMDN	Y122106
Directorul de dispozitive medicale	2389110
Codul nomenclaturii DM 332/99	12.21.06.039
Codul nomenclatorului DPCM 12.01.2017	12.22.18.015
CARACTERISTICI TEHNICE	
Greutate maximă suportată	200 kg
Ambalaj	Cutie din polietilenă / carton.
MATERIALE PRINCIPALE	
Structura	Oțel
Șezut	Nylon testat pentru reacția la foc EN 1021-1/2
Roțile din față	PU
Roțile din spate	PU fără cameră

VARIANTE																
CP300-50: Șezut 50 cm								CP300-55: Șezut 55 cm								
CP300-60: Șezut 60 cm																
DIMENSIUNI																
Misure in cm																
CP300-50	118	90	48	92	76	52	43÷57	50	41	73	32	26	60	20	-	200
CP300-55								55		78						
CP300-60								60		83						

ACCESORII OPȚIONALE	
CPA100-50	Pernă din spumă cu înălțimea de 5 cm
CPA517	Masă de cafea mare, 68x57 cm
CPA120V	Platforme elevatoare vopsite
CPA120C	Platforme elevatoare cromate
CPA600	Stâlp IV
CPA154	Cotiere reglabile
CAR605	Bară antifurt (doar MI.50,55)
CPR150	Pereche de roți anti-răsturnare