



SC TESA MED SOLUTIONS S.R.L.
nr. 3, bl. L4 Ploiești
FIȘĂ TEHNICĂ
Mobil: 0735 31 01 01 / 0733 69 86 77
Fix: 0371 18 11 11 Fax: 0371 60 60 14
E-mail: contact@tesamedical.ro
www.tesamedical.ro

RO21441786; J29/739/2007
RO56INGB0000999908913621 - ING BANK
RO49BTRLRONCRT0477283201
BANCA TRANSILVANIA
RO64TREZ5215069XXX015931
TREZORERIA PLOIEȘTI

Negatoscop dublu LED pentru radiografii RX

Cod produs: 804491

Descriere produs

Negatoscopul dublu LED este destinat vizualizării clare și uniforme a filmelor radiologice, fiind recomandat pentru cabinete medicale, clinici, laboratoare și spitale. Echipamentul asigură o iluminare puternică și constantă, necesară pentru interpretarea precisă a imaginilor radiologice. Construcția robustă și designul subțire permit utilizarea intensivă și montarea facilă pe perete.

Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Tip produs	Negatoscop LED dublu pentru radiografii
Cod produs	804491
Tehnologie iluminare	LED
Putere lampă LED	70 W
Dimensiuni externe (L × H × W)	80 × 58,5 × 10 cm
Dimensiuni ecran (L × H)	72 × 44 cm
Capacitate vizualizare	2 radiografii standard simultan
Montaj	Perete
Utilizare	Cabinete medicale, clinici, laboratoare, spitale

Notă: Grosimea bazei integrate (2,5 cm) este inclusă în dimensiunea totală a înălțimii.

Beneficii

- Iluminare LED puternică și uniformă pentru interpretarea corectă a filmelor radiologice.
- Suprafață mare de vizualizare, adecvată pentru afișarea simultană a două radiografii standard.



TESA MEDICAL

SC TESA MED SOLUTIONS S.R.L.
Str. Ștefan Greceanu nr. 3, bl. L4 Ploiești
Mobil: 0735 31 01 01 / 0733 69 86 77
Fix: 0371 18 11 11 Fax: 0371 60 60 14
www.tesamedical.ro

RO21441786; J29/739/2007
RO56INGB0000999908913621 - ING BANK
RO49BTRLRONCRT0477283201
BANCA TRANSILVANIA
RO64TREZ5215069XXX015931
TREZORERIA PLOIEȘTI

- Consum redus de energie electrică.
- Durată de viață extinsă a sistemului de iluminare LED.
- Carcasă rezistentă și ușor de întreținut.
- Design modern, cu profil subțire.
- Montare simplă și sigură pe perete.

Domeniu de utilizare

Negatoscopul este destinat examinării și interpretării filmelor radiologice în:

- Cabinete de radiologie
- Cabinete medicale de specialitate
- Clinici și policlinici
- Laboratoare medicale
- Unități spitalicești

Recomandări de utilizare

Modelul este recomandat pentru unitățile medicale în care se realizează frecvent interpretarea filmelor radiologice. Distribuția uniformă a luminii contribuie la evidențierea detaliilor imagistice fără distorsiuni, facilitând atât evaluările rapide, cât și analizele detaliate.

Avantaje operaționale

- Claritate ridicată a imaginilor radiologice.
- Fiabilitate în utilizarea zilnică.
- Întreținere minimă.
- Eficiență energetică.
- Vizualizare confortabilă a detaliilor fine ale filmelor RX.

Produs destinat utilizării profesionale în domeniul medical.