SC TESA MED SOLUTIONS S.R.L.
Str. Stefan Greceanu nr. 3, bl. L4 Ploiești
Fix: 0371 71 80 80 Fax: 0371 60 60 14
Mobil: 0735 31 01 01
E-mail: contact@tesamedical.ro
www.tesamedical.ro

RO21441786; J2007000739293
RO56INGB0000999908913621 - ING BANK
RO49BTRLRONCRT0477283201
BANCA TRANSILVANIA
RO64TREZ5215069XXX015931
TREZORERIA PLOIEȘTI

FISA TEHNICA

CARACTERISTICI TEHNICE

Cod MBK	Material cadru	Material textil	Capacitate maximă de încărcare
0804591	ALUMINIU	Pânză (canvas) (culoare portocalie), impermeabilă	159 kg

DIMENSIUNI

Cod MBK	Dimensiuni deschis	Dimensiuni închis	Dimensiuni cutie
0804591	208 x 55 x 14 cm	104 x 18 x 11 cm	112 x 20 x 20 cm

AMBALARE ȘI GREUTĂȚI

Cod MBK	Bucăți pe cutie	Greutate brută / bucată	Greutate netă / bucată	Greutate brută / cutie	Greutate netă / cutie
0804591	2	5,15 kg	4,78 kg	10,3 kg	9,56 kg

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE PENTRU CODUL 0804592

- Spălare numai manual
- Nu folosiți înălbitor
- Nu călcați
- Nu uscați în uscător (tumble dry)
- Nu curățați chimic
- Nu stoarceți