
SC TESA MED SOLUTIONS S.R.L.
Str. Ștefan Greceanu nr. 3, bl. L4 Ploiești
Fix: 0371 71 80 80 Fax: 0371 60 60 14
Mobil: 0735 31 01 01
E-mail: contact@tesamedical.ro
www.tesamedical.ro

RO21441786; J29/739/2007
RO56INGB0000999908913621 - ING BANK
RO49BTRLRONCRT0477283201
BANCA TRANSILVANIA
RO64TREZ5215069XXX015931
TREZORERIA PLOIEȘTI

FIȘĂ TEHNICĂ

Targa antitraume tip lopata, pliabila, din aluminiu 805910 170kg



Specificatii:

- Targa este realizată din aluminiu anodizat cu mecanisme de blocare din aluminiu, ceea ce o face ușoară, durabilă, flexibilă și fiabilă pentru utilizare în situații speciale. Materialul său este cu rezistență ridicată și non-absorbant. De asemenea, este ușor de curățat și dezinfectat.
- Este pliabil, se împarte în două părți, astfel încât să poată fi depozitat și transportat cu ușurință.
- Are 6 mânere în jurul perimetrului pentru confortul operatorului, dar atât partea din față cât și cea din spate pot fi folosite ca mânere.
- Cadrul targii este realizat în două jumătăți care pot fi detașate și atașate sub pacient fără a necesita mutarea pacientului.
- Lungimea este reglabila in patru pozitii de la 168 cm la 200 cm si poate fi adaptata la majoritatea tipurilor de corp.
- Sarcina maxima este de 170 kg.
- Include patru (4) centuri de siguranță, cu eliberare rapidă, cu cataramă din plastic și 5 cm lățime pentru reținerea persoanei rănite
- Poate fi folosit pe bărci, ambulanțe, spitale, în cluburi sportive și de alpinism și, în general, în aer liber pentru transportul pacienților și a persoanelor rănite.
- Nu este compatibil pentru utilizarea cu dispozitive cu raze X și RMN. (Raze X și RMN incompatibile)

TESA MEDICAL

SC TESA MED SOLUTIONS S.R.L.
Str. Ștefan Greceanu nr. 3, bl. L4 Ploiești
Fix: 0371 71 80 80 Fax: 0371 60 60 14
Mobil: 0735 31 01 01
E-mail: contact@tesamedical.ro
www.tesamedical.ro

RO21441786; J29/739/2007
RO56INGB0000999908913621 - ING BANK
RO49BTRLRONCRT0477283201
BANCA TRANSILVANIA
RO64TREZ5215069XXX015931
TREZORERIA PLOIEȘTI

Caracteristici:

Cadru	**Pliabil în două părți, pentru transport ușor în masina**
Material cadru	**Aluminiu anodizat cu mecanisme de blocare din aluminiu**
Dimensiuni produs	**168-200 x 44 x 7 cm**
Dimensiuni produs pliat	**120 x 44 x 9 cm**
Lungimea pozitiilor de blocare predeterminate	**168cm / #1: 178cm / #2: 189cm / #3: 200cm**
Greutate sustinuta	**170 kg**
Greutate neta produs	**7,4 kg**
Centuri de siguranta	**3 bucăți, cu eliberare rapidă cu cataramă din plastic, 5 cm lățime**
Manere	**6 mânere periferice și Partea din față și din spate pot fi folosite ca mânere**
Compatibilitate cu razele X si cu RMN	**incompatibil**
Modalitate transport	**orizontal**
Dimensiune carton/master, greutate brut	**170x45x9 cm / 1 pc per Master Carton / 10Kg**