SC TESA MED SOLUTIONS S.R.L.
Str. Ștefan Greceanu nr. 3, bl. L4 Ploiești
Fix: 0371 71 80 80 Fax: 0371 60 60 14
Mobil: 0735 31 01 01
E-mail: contact@tesamedical.ro
www.tesamedical.ro

RO21441786; J29/739/2007
RO56INGB0000999908913621 - ING BANK
RO49BTRLRONCRT0477283201
BANCA TRANSILVANIA
RO64TREZ5215069XXX015931
TREZORERIA PLOIEȘTI

FIȘĂ TEHNICĂ

TRUSĂ SANITARĂ DE PRIM AJUTOR

Trusa sanitară de prim ajutor PRIMA este obligatorie pentru spațiile publice, instituțiile bugetare, școli, primării, licee și societăți comerciale, conform **Ordinului 427/2002 al Ministerului Sănătății**. Este un produs nedetasabil, prevăzut cu sistem de fixare pe perete, asigurând acces rapid și ușor în caz de urgență.

Având perioada de valabilitate **24 luni**, trusa poate fi "înlocuită" prin achiziționarea unui kit de înlocuire după expirare.
Cutia este realizată din plastic rigid, rezistent și igienic, cu dimensiuni de **34x23x12,5 cm**, colțuri rotunjite și compartimentare internă pentru organizarea facilă a accesoriilor medicale.

Caracteristici tehnice

- Tip produs: trusă fixă de prim ajutor.
- Material cutie: plastic alb, rigid și rezistent.
- Dimensiuni cutie: 34x23x12,5 cm.
- Valabilitate: 24 luni.
- Sistem de prindere pe perete inclus.
- Conform Ordinului MS 427/2002.



Conținut pachet

- foarfece cu varfuri boante - 1 buc
- dispozitiv respiratie gura-gura - 1 buc
- pipa Guedel marimea 4 - 1 buc
- pipa Guedel marimea 10 - 1 buc
- deschizator gura - 1 buc
- garou elastic 50 cm - 1 buc
- atele din material plastic - 2 buc
- leucoplast 5cm x 3m - 1 rola

TESA MEDICAL

SC TESA MED SOLUTIONS S.R.L.
Str. Ștefan Greceanu nr. 3, bl. L4 Ploiești
Fix: 0371 71 80 80 Fax: 0371 60 60 14
Mobil: 0735 31 01 01
E-mail: contact@tesamedical.ro
www.tesamedical.ro

RO21441786; J29/739/2007
RO56INGB0000999908913621 - ING BANK
RO49BTRLRONCRT0477283201
BANCA TRANSILVANIA
RO64TREZ5215069XXX015931
TREZORERIA PLOIEȘTI

- leucoplast 2.5cm x 2.5m - 1 rola
- pansament individual 2x6 cm - 10 buc
- pansament cu rivanol 6x10 cm - 5 buc
- plasture 6x50 cm - 1 buc
- fasa tifon 5cm x 4m - 5 buc
- fasa tifon 10cm x 5m - 3 buc
- bandaj triunghiular 80 mm - 2 buc
- vata hidrofila sterile 50 g - 2 buc
- manusi de examinare - 4 perechi
- comprese sterile 10x8 cm x 10 buc - 10 pachete
- alcool sanitar 200ml - 1 buc
- alcool iodat 200ml - 1 flacon
- rivanol solutie 200ml - 1 flacon
- apa oxigenata 85ml - 1 flacon
- batiste hartie dezinfectante - 10 buc
- ace siguranta - 12 buc
- pahare unica folosinta - 5 buc
- caiet 50 file - 1 buc
- pix/creion - 1 buc
- brosura prim ajutor - 1 buc



